

NO BRUKSANVISNING

1. PRODUKTSBESKRIVELSE

Askina® Carbosorb sårbandasje er en komfortabel, sterilt sårbandasje som består av (i) et tykt absorberende sárkontaktlag (hvitt) av non-woven viskose-rayon, polyamid og polyester, (ii) et stofflag med aktivt kull og (iii) et vtre, non-woven lag av viskose-rayon og polyamid. Askina® Carbosorb absorberer våske og bakteirer fra sáret og stoffer med vond lukt som blir absorbert i stoffaget med kull.

Sammensetning: viskose, polyamid, polyester og aktivt kull.

2. INDIKASJONER

Askina® Carbosorb brukes til behandling av litet til sterkt væskende sár med varierende dybde, særlig når infeksjon og/eller vond lukt er til stede:

- Venose leggsár
- Arterielle sár
- Tryksár
- Sár med soppvekst
- Infiserete og/eller kirurgiske eller traumatiske sár med vond lukt

3. BRUKSANVISNING

Selv om Askina® Carbosorb er beregnet til bruk på infiserete og/eller sár med vond lukt, bør den ved infeksjon brukes under medisinsk tilsyn da det kan være nødvendig med samtidig systemisk antibiotikabehandling. Skal ikke brukes dersom pakningen er ødelagt eller åpenet. Askina® Carbosorb er svart økelt til å bruke og forutsetter ingen spesielle forhåndsetter eller utstyr. Ved sterkt væskende og infiserete sár må bandasjen skiftes minst hver 24. time eller oftere dersom den er mettet med våske. Bandasjen kan holdes på plasi i dager på ikke-infiserete sár med vond lukt.

3.1 Forbehandling av huden

Rens sáret med steril saltvannsoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Prontosan®)

og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sáret.

3.2 Pølegging av bandasjen

Vel en storsele på Askina® Carbosorb som vil dekke hele sároverflaten og som gør 2-3 cm utenfor sárkantene. Dersom det er nødvendig kan flere bandasjer overlappes hverandre for å dekke svært store sároverflater.

Fjern Askina® Carbosorb fra den indre emballasjen og bruk den tykte hvite siden direkte på sároverflaten. Fest Askina® Carbosorb med en passende ikke-økklusiv sekundærbandasje.

Ved venose leggsár kan det benyttes gradert kompressionsbehandling sammen med Askina® Carbosorb når dette er bestemt av lege.

4. SPEISJELINFORMASJON

Gjennom engangsbruk kan medføre risiko for pasient og bruker. Det kan føre til kontaminasjon og/eller ødelagd funksjonselement av engangsbunten for til skade, sykdom og dødsfall. Advarsel om at gjennom av engangsbunten kan medføre en potensiell risiko for pasient og bruker og kan føre til infektoinntekt og/eller helsehavari.

5. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är särbandage till bruk på infiserete och/eller sår med vond lukt, bär den vid infektionen brukes under medicinskt tillsyn för att få bättre sårhealing.

6. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

7. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

8. FORMAT

Askina® Carbosorb kan fås i følgende størrelser: • 10 x 10 cm • 10 x 20 cm

og behandlingen i sin helhet, i samsvar med retningarna for sárbehandling.

Askina® Carbosorb sárbandage er beregnet kun til engangsbruk.

9. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

10. RESIKULERES

= Resikuleres

11. STERILE

= Gammasterilisert

12. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

13. KUN TIL ENGANGSBRUK

Gjennom engangsbruk kan medføre risiko for pasient og bruker. Det kan føre til kontaminasjon og/eller ødelagd funksjonselement av engangsbunten for til skade, sykdom og dødsfall. Advarsel om at gjennom av engangsbunten kan medføre en potensiell risiko for pasient og bruker og kan føre til infektoinntekt og/eller helsehavari.

14. TAKTIVITET

Askina® Carbosorb sárbandage til bruk på sár med vond lukt, bär den vid infektionen brukes under medicinskt tillsyn för att få bättre sårhealing.

15. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

16. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

17. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

18. RESIKULERES

= Resikuleres

19. STERILE

= Gammasterilisert

20. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

21. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

22. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

23. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

24. RESIKULERES

= Resikuleres

25. STERILE

= sterilisert

26. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

27. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

28. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

29. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

30. RESIKULERES

= Resikuleres

31. STERILE

= sterilisert

32. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

33. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

34. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

35. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

36. RESIKULERES

= Resikuleres

37. STERILE

= sterilisert

38. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

39. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

40. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

41. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

42. RESIKULERES

= Resikuleres

43. STERILE

= sterilisert

44. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

45. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

46. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

47. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

48. RESIKULERES

= Resikuleres

49. STERILE

= sterilisert

50. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

51. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

52. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

53. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

54. RESIKULERES

= Resikuleres

55. STERILE

= sterilisert

56. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

57. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

58. VÄLJERÅD

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.

59. LÄGRING / STERILISERING / SYMBOLER

Bandasjen må ikke oppbevares i direkte solllys. Oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (25°C).

60. RESIKULERES

= Resikuleres

61. STERILE

= sterilisert

62. MÅ IKKE RESTERILISERES

= Må ikke resteriliseres

63. KÄÄTTÖOHJE

Askina® Carbosorb är tillverkad för att absorbera vätske och förehindra att sårerna förlorar sårmedier.