



# Artikel / Article: M7620

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

 **Hier Bestellen!**  **PRAXISDIENST**  
Medizinprodukte seit 1953

Druckdatum / Print:  
Dezember 2019

REF: 01

**Objektträger Süsefrost halbweiss, 76 x 26 x 1mm, zur Untersuchung von Probenmaterial**  
**Süsefrost microscope slide semi white, 76 x 26 x 1mm, for examination of specimen material**

### Artikelbeschreibung / Article Description

Der Objektträger besteht aus Floatglas mit den Eigenschaften von starker chemischer Beständigkeit, Atmosphärischer-Korrosionsbeständigkeit und Hydrophilie. Farbe ist hellgrün, was eine gute Lichtübertragung fördert.

The slide is made of float glass with the characteristics of strong chemical resistance, atmospheric corrosion resistance, hydrophilicity. Color is light green, which enhances good light transmission.

Produkteigenschaften Product characteristics	
Länge / Length	76mm
Breite / Width	26mm
Dicke / Thickness	1mm
Physikalische Eig. / Physical props.	LT≥90%; Lin. coeff. of exp.α 9.0x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ; RI 1.53±0.02
Chemische Eig. / Chemical props.	SiO <sub>2</sub> [70-73%];CaO[7-12%];Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [1.0-4.5%];R <sub>2</sub> O[13-15%];Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [0.08-0.14%]
Oberfläche / Surface	Glatte Oberfl. / Smooth surf.
Farbe / Colour	Halbweiss, Probenfl. transparent / Semi white, Sample area transp.
Kanten u. Ecken / Edges and Corners	Geschliffen, 90° / Ground, 90°
Beschichtung / Coating	N/A
Standard	ISO8037/1:1986; ISO8037/2:1997
Aufdruck / Print	Ja / Yes
Benutzerhinweis / User note	Trocken lagern; Einmalgebrauch wird empfohlen / Store in dry place; Single use is recommended

Verpackung Packing	
Mindestbestellmenge / Minimum order quantity	2500 PCS.
Stk. pro Verpackung / PCS per package	50 PCS.
Stk. pro Palette (Europal); PCS per Palett	N/A

# Artikel / Article: M7620

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

---

Produktfoto / Product photo: N/A



**Süsse Labortechnik  
GmbH & Co. KG**

Kasseler Str. 76  
34281 Gudensberg  
GERMANY

☎ +49 (0) 5603 502-0

☎ +49 (0) 5603 502-19

✉ [info@suesse.de](mailto:info@suesse.de)

[www.suesse.de](http://www.suesse.de)

---

Druckdatum / Print:  
Dezember 2019

REF: 01

---