

## Produktdatenblatt

---

**Artikelnummer:** 40566

---

**Bezeichnung:** Heamatokrit-Verschlusswachs

---

**Ausfuhungen:**

Verschlusswachs in einer Platte aus Kunststoff mit nummerierten Abstellfeldern.

**40566010:** Haltbarkeit: 4 Jahre

Lagerung bei +15 bis +30 °C

**Material:** Polystyrol

**Verpackung:**

zu 1 Stuck

**Vorzuge:**

- einfache Handhabung
- nicht austrocknend

**Richtlinie:**

**IVD-Richtlinie 98/79 EG**

**Verwendungszweck:**

Zum Versiegeln der Mikro-Haematokrit-Kapillaren

 **Hier Bestellen!**  **PRAXISDIENST**  
Medizinprodukte seit 1953

