

LÄNGENMESSSTAB

PRODUKTNUMMER 5003

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Zusammenklappbar
- › Ultraschall-Messtechnik
- › Integrierter Neigungssensor
- › Messbereich: 50 bis 240 cm

LÄNGENMESSSTAB

PRODUKTNUMMER 5003



Eigenschaften

Der für Kinderärzte und Krankenhäuser besonders geeignete Längenmessstab von Soehnle Professional überzeugt nicht nur durch sein schlichtes stilvolles Design, sondern auch durch eine integrierte automatische elektronische Wasserwaage. Diese ermöglicht die freie Messung im Raum und garantiert jederzeit höchste Messpräzision und -geschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil des Längenmessstabs ist seine einzigartige Klappfunktion, wodurch er kaum Platz benötigt und leicht verstaubar ist. Durch eine akustische Quittierung und automatische Fixierung der Werte nach abgeschlossener Messung braucht der Vorgang zudem nicht umständlich überwacht zu werden.

Technische Daten

- › Stromversorgung: 2 Batterien, 1,5 V AA alkaline
- › Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- › Neigungssensor zur Korrektur bei schief aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- › Umschaltung in Einheit „inch“

Ausführung

- › Geringer Batterieverbrauch durch automatische Abschaltung
- › Elegantes Design und leichtes Handling
- › Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- › Gute Ablesbarkeit durch große Ziffern
- › LCD, Ziffernhöhe: 9 mm
- › Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung
- › Fixierung des Messwerts nach erfolgter Messung
- › Kunststoffgehäuse

Bestellinformationen

Bestellnummer	Messbereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
	cm	cm	mm	g
5003.01.001	50-240	1	345 x 92 x 28	250

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com