



Technische Daten

SECA 704

Abschaltzeiten im Netzbetrieb	Keine Abschaltung
Abschaltzeiten im Batteriebetrieb	30 s
Abschaltzeit bei aktiviertem HOLD	60 s
Genauigkeit bei Ersteichung	$\pm 50 \text{ g} < 50 \text{ kg} > \pm 100 \text{ g} < 200 \text{ kg} > \pm 150 \text{ g}$
Tragkraft	300 kg
TARA Bereich	300 kg
Teilung	50 g < 150 kg > 100 g
Stromversorgung	Batterien Netzgerät (optional)
Typ und Anzahl der Batterien	6 X AA
Einheit	kg
Optionen	ohne Messstab
Schnittstellen	WLAN / LAN optional mit seca 452
Eigengewicht	14,9 kg
Minimale Ablesehöhe	{"amount"=>"93.0000", "unit"=>"CENTIMETER"}
Zifferngröße	25 mm
Produktbreite	360 mm
Produkthöhe	930 mm
Produkttiefe	520 mm
Plattformbreite	335 mm
Plattformhöhe	80 mm
Plattformtiefe	345 mm