



LABORTECHNIK
Süsse

**Süsse Labortechnik
GmbH & Co. KG**

Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY

+49 (0) 5603 502-0
+49 (0) 5603 502-19
info@suesse.de
www.suesse.de



Artikel / Article: 11574

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

Hier Bestellen! **PRAXISDIENST**
Medizinprodukte seit 1953

Druckdatum / Print:
Dezember 2020

REF: 01

Pasteurpipette, Ø7,8x150mm, Graduierung, Vol. 3ml

Artikelbeschreibung / Article Description

Produkteigenschaften Product characteristics

Durchmesser / Diameter
Probengefäß / Sample container 7,8 mm

Länge / Length
Probengefäß / Sample container 150 mm

Nennvolumen / Volumen
Probengefäß / Sample container 3 ml

Material PP

Gewicht des Produktes / Weight 1,2g

Verpackung Packing

Mindestbestellmenge
Stück
Minimum order quantity
PCS 3.000

Stück pro Innenverpackung
PCS per inner box 500

Produktname

Technisches Datenblatt



**Süsse Labortechnik
GmbH & Co. KG**

Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY

+49 (0) 5603 502-0

+49 (0) 5603 502-19

info@suesse.de


www.suesse.de

| | |
|---|--------|
| Stück pro Umkarton PCS per outer carton | 3.000 |
| Stück pro Palette (Europal) PCS per Palett | 72.000 |

| Zertifizierung Certificate | |
|--|------------|
| Produkt MPG / IVD Product MDR / IVD | IVD |
| RNase-, DNase-, & DNA- Pyrogenfrei / Free | Nein No |
| LOT.- Nr. | Ja Yes |
| CE-Zertifizierung | CE |

Druckdatum / Print:
Dezember 2020

REF: 01



 **Hier Bestellen!**

 **PRAXISDIENST**
Medizinprodukte seit 1953