

seca 213

Mobiles Stadiometer für die Längenmessung



neu



- Einfache und schnelle Montage ohne Wandbefestigung.
- Stabiler Halt durch große Bodenplatte.
- Bequem abzulesen schon während des Messens.
- Komfortabel und handlich im Transport.

seca 213:Die komfortable Methode
zur mobilen Längenmessung.

Das mobile Stadiometer seca 213 eignet sich im besonderen Maße für den Einsatz unterwegs, z. B. zur Längenmessung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen schulmedizinischer Untersuchungen, für die Nutzung durch ambulante Pflegekräfte und Health Worker, aber auch für Arztpraxen und Krankenhäuser mit dem Fachgebiet Kinder- und Jugendmedizin. Des weiteren ist das seca 213 auch für das Messen von Patienten geeignet. Denn in seine Einzelteile zerlegt, ist das Stadiometer handlich überallhin zu transportieren.

**Einfache und schnelle Montage ohne Wandbefestigung.**

Der mehrfach zerlegbare Messstab des Stadiometers seca 213 lässt sich leicht und schnell aufbauen und ist mit wenigen Handgriffen auf der Bodenplatte installiert. Eine zusätzliche Befestigung z. B. an einer Wand ist nicht mehr nötig.

Flexible Standortwahl durch große Bodenplatte.

Das Stadiometer seca 213 lässt sich unabhängig vom Standort einsetzen, denn seine große Bodenplatte verleiht dem Messstab einen stabilen und sicheren Stand. Diese Eigenschaft macht das Stadiometer seca 213 zum idealen Arbeitsgerät für alle, die zuverlässige Messgeräte an häufig wechselnden Einsatzorten benötigen.

Präzises Ablesen der Messergebnisse.

Das Einstellen des Messschiebers ist aufgrund des großen Kopfanschlags extrem leichtgängig. Ein weiteres durchdachtes Detail: Die an der Seite des Messstabs aufgedruckte Skala lässt sich schon während des Messens ablesen und gewährleistet so präzise Ergebnisse – bis zu einer Körperlänge von 205 cm.



Zwei große Ablesefenster und beidseitige Skala für leichtes Ablesen.

Große Bodenplatte für festen Stand.



Integrierter Griff und sichere Arretierung aller Einzelteile für leichtes Tragen.

Transporttasche seca 412 für bequemes Transportieren.

**Komfortabel und handlich im Transport.**

Praktisch: Nicht nur weil der Messstab mit wenigen Handgriffen zerlegt werden kann, sondern auch durch den praktischen Tragegriff ist das Stadiometer seca 213 bequem und einfach überall mit hinzunehmen.

seca 213**Technische Daten**

- Messbereich: 20 – 205 cm / 8 – 81"
- Teilung: 1 mm / 1/8"
- Maße, Stadiometer (BxHxT): 337 x 2.130 x 590 mm
- Maße, Transportsituation (BxHxT): 337 x 177 x 624 mm
- Eigengewicht: 2,4 kg