


VÝSTUPKY VE DNĚ ~ ϕ 2mm
 VÝŠKA 0,5mm
 42x PODÉL TVARU



POTISK - BARVA BÍLÁ BI 01L/B
 PŘESNOST ŠTUPNICE $\pm 10\%$ Z VYZNAČENÉHO OBJEMU V KAŽDÉM BODĚ
 $\phi 64 \pm 1$ ZARUČUJEME DO HLoubKY 1mm
 DŮLEŽITÉ ROZMĚRY PRO KONTROLU KVALITY
 KVALITA DLE : TP 12/70

KAVALIERGLASS a.s. SÁZAVA KAVALIER	Jméno	Datum	Objem: 500 ml	ZD: 00059_AL	PL: 00881_00AL	
	Kreslil	BOUBÍN	29.1.2014	Sklovina SIMAX	Typ AL	Pozn.
	Schvalovací řízení dokumentace: viz EasyArchiv			Název	REAGENČNÍ LÁHEV 500 ml ČTYŘHRANÁ GL 80	
	Hmotnost (g)	Formát	Měřítko	Číslo výkresu	Revize	
439	A3	1:1	032 414 812 500	4		
			Soubor	032 414 812 500		
			List 1 z 1			