


POHLED D



POTISK - BARVA BÍLÁ BI 01L/B  
 PŘESNOST ŠTŮPNICE ± 10% Z VYZNAČENÉHO OBJEMU V KAŽDÉM BODĚ  
 Ø 64 ± 1 ZARUČUJEME DO HLOUBKY 1mm  
 DŮLEŽITÉ ROZMĚRY PRO KONTROLU KVALITY  
 KVALITA DLE: TP 12/70

KAVALIERRGLASS a.s. SÁZAVA 	Kreslil	Jméno	Datum	Objem:	ZD:00061_AL	PL00883_00AL
	BOUBIN		29.1.2014	Sklovina	SIMAX	Typ AL
	Schvalovací řízení dokumentace: viz EasyArchív			Název	REAGENČNÍ LÁHEV 2000ml	
				ČTYŘHRANÁ GL 80		
	Hmotnost (g)	Formát	Měřítko	Číslo výkresu	Revize	
	872	A2	1:1	032 414 812 950	4	
				Soubor	032 414 812 950	List 1 z 1