

EDELSTAHLTABLETT



BESCHREIBUNG

Teqler Edelstahltablett mit erhöhtem Rand aus rostfreiem 304 Edelstahl. Aufbereitung durch Desinfektion und Sterilisation. Erhältlich in mehreren Größen.

PRODUKTDDETAILS

- Material: Edelstahl 304
- Rostfrei, auch bei häufiger Aufbereitung
- Erhöhter Rand verhindert das Herunterrollen von Instrumenten
- Ermöglicht die Bereitstellung von chirurgischen Instrumenten und medizinischem Verbrauchsmaterial
- Aufbereitung: Desinfektion, Sterilisation
- 1 Stück

VERFÜGBARE GRÖSSEN

- 22,5 x 16 x 1,4 cm (LxBxH)
- 28,5 x 19 x 1,8 cm (LxBxH)
- 34 x 24,5 x 1,9 cm (LxBxH)
- 39 x 27,5 x 1,9 cm (LxBxH)

Übersicht



Artikelnummer:
T134800-T134803

Kategorie:
Edelstahlbehälter

Maße:
Material: Edelstahl 304

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

