

DREIWEGEHAHN



BESCHREIBUNG

Der **Teqler Dreiwegehahn** erlaubt es, zwei Infusionen gleichzeitig, nacheinander oder abwechselnd laufen zu lassen. Einzeln steril verpackt und arzneimittelbeständig.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht den Zusammenschluss und die Steuerung mehrerer Infusionen
- Latexfrei
- Arzneimittelbeständig
- Einzeln steril verpackt
- Farbe: blau
- 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135180




Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

EAN Code:
4260306773688



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

