

OP-KITTEL «STANDARD»



BESCHREIBUNG

Der **OP-Kittel «Standard» von Teqler** besteht aus dem feuchtigkeitsabweisendem und atmungsaktivem Vliesstoff SMMS. Mittels Klettband im Nacken und Bindebändern zu schließen, individuell anpassbar. Erhältlich in verschiedenen Größen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- OP-Kittel in Standard-Ausführung
- Steril einzeln verpackt, mit Dokumentationsaufklebern auf jeder Einzelverpackung
- SMMS-Material (Spunbond - Meltblown - Meltblown - Spunbond)
- Für Eingriffe mit geringem bis mäßigem Flüssigkeitsaufkommen
- Hoher Schutz vor Keimdurchwanderung und Durchfeuchtung
- Breit überlappende Rückenpartie, stabile Bindebänder zur Anpassung an den Anwender
- Besonders komfortabel durch gestrickte Armbündchen
- Farbe: blau
- Erhältlich in den Größen M, L, XL und XXL
- 1 Stück, inkl. 2 steriler Vlies-Handtücher

Übersicht




Artikelnummer:
T135280

Kategorie:
Schutzbekleidung OP



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

