

INSULINSPRITZEN MIT KANÜLE



BESCHREIBUNG

Die **Teqler Einmal-Insulinspritze** mit aufgesetzter Kanüle ist in zwei Ausführungen zum Aufziehen von U-40 oder U-100 Insulin erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einmal-Insulinspritze mit aufgesetzter Kanüle (0,33 x 13 mm)
- Kanüle mit Facettenschliff für schmerzarme Injektion
- Skala für U-40 oder U-100 Insulin
- Konzentrationen: U-40 oder U-100
- Luer-Ansatz
- Mit Kolbenstopp und Spardorn
- Gut lesbare, schwarze Skala
- Transparenter Kolben
- Einzeln steril verpackt
- 1 Packung à 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135291-T135293


Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

Verpackungseinheiten:
**100 einzeln steril
verpackte Spritzen**



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

