

TUBERKULINSPRITZE



BESCHREIBUNG

Teqler **Tuberkulinspritze** mit Luer-Ansatz, aufgesetzter Kanüle und leichtgängigem Kolben.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1ml Tuberkulin-Einmalspritzen mit Kanüle (0,50 x 16 mm)
- Luer-Ansatz
- Wischfeste, schwarze Skalierung (Skalenwert: 0,01 ml)
- Leichtgängiger Kolben
- Vollständige Entleerung dank Spardorn
- Einzeln steril verpackt
- 1 Packung mit 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135295

Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

EAN Code:
4260306776436

Verpackungseinheiten:
100 stk.



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

📍 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

☎ +352 267149 09 📠 +352 267149 19 ✉ info@netmed.lu

Social Media

