

## FLÜGELKANÜLE



### BESCHREIBUNG

**Teqler Venenpunktionskanüle** mit flexiblen Flügeln und 30 cm langem Schlauch zur kurzzeitigen Venenpunktion. Verwendbar für Infusionen und Blutentnahmen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ansatz: Luer-Lock
- 30 cm langer, transparenter Schlauch
- Größen farbcodiert
- Einzeln steril verpackt
- 1 Packung à 100 Stück

### VERFÜGBARE GRÖSSEN

- G21, 0,8 x 20 mm, grün
- G23, 0,6 x 19 mm, blau
- G27, 0,4 x 19 mm, grau

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T135704-T135706**




Kategorie:  
**Infusion | Injektion |  
Spritzen**

Maße:  
**30cm langer,  
transparenter Schlauch**

Verpackungseinheiten:  
**1 Karton à 100 Stück**

**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

**Social Media**

