

SCHÜTTELKOLBEN



BESCHREIBUNG

Die Teqler Schüttelkolben aus Borosilikatglas sind besonders temperatur- sowie chemikalienbeständig und eignen sich zum Ansetzen und Mischen von Flüssigkeiten im medizinischen Labor.

PRODUKTDDETAILS

- **Teqler Schüttelkolben**
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Dienen dem Mischen und Ansetzen von Lösungen
- **Chemikalien- und temperaturbeständig (bis +140°C)**
- Für die Verwendung mit Magnetrührern geeignet
- **Autoklavierbar**
- Verjüngter Kolbenhals
- Mit Flachem Boden
- Bördelrand
- Aufgedruckte Skalierung für ein Ablesen der Volumina
- Erhältlich in folgenden Größen: 100 ml, 250 ml, 1000 ml
- Liefermenge: 1 Karton à 100 Stück

Übersicht




Artikelnummer:
T135836-T135838

Kategorie:
Laborbedarf



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

