

## PETRISCHALE



### BESCHREIBUNG

Die Petrischale besteht aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas und eignet sich daher ideal zum Einsatz im Labor. Die Glasschale und der übergreifende Deckel sind autoklavierbar und in verschiedenen Größen erhältlich.

### PRODUKTDDETAILS

- Petrischale (transparent)
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Beständig gegenüber hohen Temperaturen und vielen Chemikalien
- Autoklavierbar
- Erhältlich in folgenden Größen: 60 mm, 75 mm, 100 mm
- Liefermenge: 1 Stück



### Übersicht

Artikelnummer:  
**T135839-T135841**

Kategorie:  
**Laborbedarf**

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

Social Media

