

GLASTRICHTER



BESCHREIBUNG

Die Teqler Glastrichter dienen dem Um- und Befüllen von Flaschen und Gefäßen mit schmaler Öffnung. Das bei der Herstellung verwendete Borosilikatglas garantiert eine hohe Chemikalien- sowie Temperaturbeständigkeit bis zu 140°C. Eine Verwendung als Filter ist in Zusammenhang mit Filterpapier ebenso möglich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Teqler Glastrichter
- **Aus Borosilikatglas**, klar
- Für ein Umfüllen von Flüssigkeiten und feinkörnigen Stoffen
- **Für die Filtration geeignet (mit Filterpapier)**
- Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (bis +140°C)
- Erhältlich in folgenden Größen: 40 mm, 60 mm, 100 mm
- 1 Stück

Ø **Einfüllöffnung** **Auslaflänge** Ø **Auslauföffnung**

40 mm	40 mm	ca. 5 mm
60 mm	60 mm	ca. 7 mm
100 mm	90 mm	ca. 10 mm

Übersicht



Artikelnummer:
T135851-T135853

Kategorie:
Laborbedarf



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

