

MESSZYLINDER AUS GLAS



BESCHREIBUNG

Stabiler und standfester Messzylinder aus hochwertigem Borosilikatglas in verschiedenen Größen. Die seitlich angebrachte Skala ist durch die blaue Farbe gut erkennbar und erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten.

PRODUKTDDETAILS

- Messzylinder aus Glas
- Material: Borosilikat 3.3
- Gut erkennbare, blaue Skala
- Mit Ausguss und hexagonalem Glasfuß
- Gute Standsicherheit
- Erhältlich in folgenden Größen: 100 ml, 250 ml und 500 ml
- Liefermenge: 1 Stück

Übersicht



Artikelnummer:
T135854-T135856

Kategorie:
Laborbedarf



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

