



TEQLER MEDICAL

# LABORATORY

## SPRITZFLASCHE MIT WEISSEM SPRITZVERSCHLUSS | 250 ML



### BESCHREIBUNG

Die Spritzflasche besteht aus einer semitransparenten Laborflasche mit einem weißem, aufschraubbarem Spritzverschluss aus stabilem Kunststoff. Durch die Verwendung von flexiblem Low-Density-Polyethylene (LDPE) lässt sich die Spritzflasche gut zusammendrücken und die Flüssigkeit optimal dosieren.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Spritzflasche mit weißem Spritzverschluss
- Material (Flasche): Thermoplast / LDPE (Low-Density-Polyethylene)
- Farbe (Flasche): semitransparent / milchig
- Material (Spritzdeckel): Kunststoff
- Farbe (Spritzdeckel): weiß
- Handlich und leicht zu quetschen
- Größe: 250 ml
- Liefermenge: 1 Stück

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T135860**

Kategorie:  
**Laborbedarf**

EAN Code:  
**4260547369398**



[Hier bestellen!](#)

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

+352 267149 09 +352 267149 19 [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

Social Media

