

ALU-ROLLSTUHL



BESCHREIBUNG

Der robuste **Teqler Aluminium-Rollstuhl** lässt sich praktisch zusammenklappen und ist mit Schiebegriffen und Handzugbremsen ausgestattet. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leicht, platzsparend und leichtgängig
- Sitzfläche und Rückenlehne aus pflegeleichtem Stoff, Farbe: schwarz
- Gute Sichtbarkeit durch Reflektoren – auch zur Verwendung im Freien geeignet
- Antriebsräder mit Greifreifen – Rollstuhl kann vom Patienten selbst gesteuert werden
- Seitenteile hochklappbar für einfachen Einstieg
- Mit Fußauftritten: schwenk- und abnehmbar
- Handzugbremsen an beiden Seiten
- Robuste PU-Vorderräder
- Silber-graues Gestell
- Eigen-Gewicht: 14,7 kg
- Maximale Belastbarkeit: 120 kg

ABMESSUNGEN

- Sitzbreite: 46 cm
- Sitztiefe: 41,5 cm
- Vordere Sitzhöhe: 48 cm
- Hintere Sitzhöhe: 44 cm
- Höhe der Rückenlehne: 42 cm
- Schiebe-Höhe: 90 cm
- Raddurchmesser Hinterräder: 59,5 cm
- Raddurchmesser Vorderräder: 19 cm
- Faltmaß: 90 x 78 x 28 cm (H x L x B)
- USL: 40 cm

Übersicht

Artikelnummer:
T135300

Kategorie:
Mobilität und Transporthilfen




EAN Code:
4260306776474



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

