

ÜBERLEITUNGSKANÜLE



BESCHREIBUNG

Die Teqler Überleitungschanüle besteht aus 2 scharfen Einstichdornen und einer Griffplatte, die die Handhabung erleichtert. Mit Hilfe des Transfersets können zum Beispiel Lösungen und Arzneimittel gemischt oder Lyophilisate aufgelöst werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Überleitungschanüle
- Scharfe, schlanke Einstichdorne
- Mit Griffplatte in der Mitte
- Gesamtlänge: 6,3 cm
- Einzeln steril verpackt
- Lieferumfang: 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T138323


Kategorie:
**Infusion | Injektion |
Spritzen**

EAN Code:
4260626263838



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

