

Jetzt verbinden und kostenlos mySugr Pro automatisch aktivieren und von den zusätzlichen Vorteilen profitieren.

- **Bolusrechner** – Insulindosis einfach berechnen lassen
- **Mahlzeitenfotos und Suche** – Blutzuckerverläufe besser verstehen
- **PDF-Reports** – das Tagebuch mit dem Arzt einfacher teilen
- **Blutzucker-Erinnerungen** – keine Messungen mehr vergessen
- **Basalrate für Pumpenträger** – auch im Graphen sichtbar



Jetzt mySugr Tagebuch App herunterladen!



Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr).
 Oder besuchen Sie unser Onlineportal www.accu-chek.de/guide
 bzw. unsere Facebook-Seite www.facebook.com/accuchekde

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK GUIDE sind Marken von Roche.
 Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
 und jeder Gebrauch dieser Marken durch Roche erfolgt unter Lizenz.
 © 2017 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
 Sandhofer Straße 116
 68305 Mannheim

Accu-Chek® Guide

Das Blutzuckermessgerät, das mit der mySugr Tagebuch App kommuniziert.



Jetzt Blutzuckermessgerät mit der App verbinden und Diabetes leichter managen.

mySugr App

Die mySugr App begleitet Sie zuverlässig durch den Alltag – und die täglichen Diabetes-Herausforderungen werden fast zur Nebensache. Überall, zu jeder Zeit und sogar mit Spaß.



Geschätzter HbA1c

Keine bösen Überraschungen mehr. Immer gut vorbereitet zum routinemäßigen Arztbesuch.

Analyse

Ihre Analyse der letzten 7, 14, 30 und 90 Tage. Erhalten Sie einen tiefen Einblick in Ihre Diabetes-Daten.


Reports

Ein detaillierter Report ist mit Hilfe von Accu-Chek Guide in wenigen Schritten möglich. Eine perfekte Übersicht für Sie und Ihren Arzt.

Suche

Super flott nach wichtigen Therapie-Daten suchen. Lebensmittel, Unterzuckerungen, Aktivitäten, HbA1c uvm.

Accu-Chek Guide und mySugr Tagebuch App verbinden:

- 1 Bevor Sie mit der ersten Blutzuckermessung starten, gehen Sie in die Einstellungen Ihres Smartphones, um Bluetooth  zu aktivieren.
- 2 Öffnen Sie die mySugr App und gehen Sie im Seitenmenü auf „Verbindungen“.



- 3 Wählen Sie Accu-Chek Guide aus und klicken Sie auf „Jetzt verbinden“.



- 4 Schalten Sie das Accu-Chek Guide Blutzuckermessgerät ein und gehen Sie auf „Einstellungen“.
- 5 Wählen Sie „Drahtlos“ aus und bestätigen Sie mit „Ja“, um eine neue drahtlose Verbindung einzurichten.
- 6 Geben Sie den Code, der auf dem Messgerät erscheint, in das Kopplungs-Fenster ein und bestätigen Sie.
- 7 Gehen Sie erneut in „Einstellungen“ auf „Drahtlos“ und aktivieren Sie „Auto-Senden“, um Ihre Blutzuckerwerte künftig automatisch in die mySugr App wandern zu lassen.