

 Hier Bestellen!

 **PRAXISDIENST**  
Medizinprodukte seit 1953

# Wie man eine Lizenz für die AT-Report Software erhält



# Wie man eine Lizenz für AT-Report S/W 1(DE) erhält

Das Registrierungsformular wird angezeigt, wenn das ① Zwischenablage-Symbol im Lizenzbereich angeklickt wird, wie in [Abbildung 1.15] dargestellt.




Abbildung 1.15 Lizenzierungsbereich

Wenn der Benutzer nach der Eingabe der Informationen auf das Symbol ② In Zwischenablage kopieren in [Abbildung 1.16] klickt, wird der Inhalt kopiert. Die kopierten Informationen sind an ATsens Co., Ltd. ([medizintechnik@praxisdienst.de](mailto:medizintechnik@praxisdienst.de)) per E-Mail zu senden und alle eingegebenen Benutzerinformationen werden gesendet.





Abbildung 1.16 Zwischenablage-Symbol zum Kopieren des Anmeldeformulars und der ID



Nach Erhalt der Seriennummer, die einer von ATsens Co., Ltd. ([medizintechnik@praxisdienst.de](mailto:medizintechnik@praxisdienst.de)) ausgestellten ID entspricht, geben Sie die Seriennummer in das Feld Seriennummer unter dem Feld ID ein und klicken Sie dann auf das Symbol Bestätigen (✓), wie in [Abbildung 1.15] gezeigt.

Wenn eine korrekte Seriennummer eingegeben wurde, werden ein entsprechendes Symbol und eine Meldung angezeigt, die auf dem Typ der Seriennummer basieren, wie in [Abbildung 1.17] dargestellt.

Abbildung 1.17 Bildschirm des Eingabeergebnisses für die Seriennummer der Registrierungsversion

# How to get license for AT-Report S/W 1(EN)

The Registration Form window is generated when the ① Clipboard icon in the License section is clicked, as shown in [Figure 1.15].




Figure 1.15 Setup License section

Once the user clicks the ② Copy to Clipboard icon in [Figure 1.16] after entering the information, the content is copied.

The copied information is to be sent to ATsens Co., Ltd. ([medizintechnik@praxisdienst.de](mailto:medizintechnik@praxisdienst.de)) via email, and all of the entered user information is sent.




Figure 1.16 Clipboard icon for copying the Registration Form and ID

# How to get license for AT-Report S/W 2(EN)

Confidential




Figure 1.17 Registration version serial number input result screen

Upon receiving the serial number, which is equivalent to an ID issued by ATsens Co., Ltd. ([medizintechnik@praxisdienst.de](mailto:medizintechnik@praxisdienst.de)), enter the serial number in the Serial Number field located below the ID (✓) field and then click the Confirm icon (✓) as shown in [Figure 1.15].

If a correct serial number is entered, a corresponding icon and message will be displayed, based on the serial number type as shown in [Figure 1.17].

# Thank you!

---

NEW FRONTIER  
OF HEALTHCARE PLATFORM

