



## IH 58 Inhalator


**german  
engineering**

**compressed  
air technology**

Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie


**super  
silent**

Flüsterleise, klein und leicht

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege

Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc.

- für schnelle und effektive Inhalation

Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,25 ml/min.)

- kurze Inhalationszeit

Zubehör:

Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske,

Kindermaske, Druckluftschlauch, Netzadapter mit

Mikro-USB-Kabel, Filter, Aufbewahrungstasche und Tragetasche

Desinfektionsfähig

Arbeitsdruck: ca. 0,25-0,5 bar

Medizinprodukt

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~; 50-60 Hz; 0,5 A

Ausgang: 5 V  $\square\square\square$  2 A

Produktmaße (LxBxH): 110 x 62 x 47 mm

Produktgewicht: ca. 176 g

5 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125 60202 4

Art.-Nr.: 602.02




**PRAXISDIENST**  
 Medizinprodukte seit 1953

**Hier Bestellen!**