



**Praxisdienst informiert**

**Firmware Update:  
ORGA 6141**

Folgen Sie den folgenden Schritten und aktualisieren Sie ganz einfach die Firmware Ihres ORGA 6141 Kartenterminals:

- 1.** Unter <https://de.worldline.com/de/home/solutions/healthcare/orga-6141-online.html> Zip-file herunterladen, entpacken und die Dateien auf einen USB-Stick kopieren
- 2.** In der Werkseinstellung ist beim ORGA 6141 online unter dem Menüpunkt [Dateiname \281] der Dateiname **mct6kp308.dfu** (V3.7.4) oder **mctfirmware.dfu** (ab V3.8.0) vorkonfiguriert. Wenn dieser Dateiname nicht verändert wurde, kann mit Schritt 3. fortgefahren werden. Falls der unter [Dateiname \281] angegebene Dateiname geändert wurde, muss der Dateiname dort wieder auf **mctfirmware.dfu** geändert oder eine der beiden DFU-Dateien auf dem USB-Stick entsprechend dem Eintrag unter [Dateiname \281] umbenannt werden.
- 3.** USB-Stick einstecken und Updatevorgang über das Terminalmenü starten:  
MENU -> [Einstellungen \2] -> [Update \28] -> [Update starten \285] -> [via USB STICK \2852]
- 4.** Nach dem erfolgreichen Update und dem Terminalneustart, kann die Versionsinformationen im Status Menü überprüft werden:  
MENU -> [Service \3] -> [Status \32]

**ANZEIGE:**

...  
Firmware Version 3.8.2  
Firmware Datums 17.05.2022  
...



**Kompetente Beratung**

Sie haben Fragen zum kostenlosen Firmware-Update oder benötigen Hilfe beim Aufspielen? Unsere Medizintechniker helfen Ihnen gerne weiter!

**Sam Selzner & Sascha Christens**  
Medizintechniker

**Telefon: +49 6502 91 69 0 | Mail: [medizintechnik@praxisdienst.de](mailto:medizintechnik@praxisdienst.de)**