

FARBIGE TEQLER FFP2-MASKEN



BESCHREIBUNG

Die farbigen Teqler FFP2-Masken ohne Ventil verfügen über einen 5-Schicht-Filter und eine hohe Bakterienfilterleistung von bis zu 99%. Dank der elastischen Ohrschlaufen und dem integrierten Nasenbügel gewähren die Atemschutzmasken hohen Tragekomfort und eine optimale Passform. Die farbige FFP2-Maske filtert neben der eingeatmeten auch die ausgeatmete Luft und dient so gleichermaßen dem Eigen- und Fremdschutz. Das hautfreundliche Material ist latexfrei, hypoallergen und verfügt über einen geringen Atemwiderstand.

PRODUKTDDETAILS

- Farbige Teqler FFP2-Masken
- Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene
- 5-lagig
- Gemäß EN 149:2001 + A1:2009
- Bakterienfilterleistung von bis zu 99 %
- Geringer Atemwiderstand
- Elastische Ohrschlaufen und anpassbarer Nasenbügel
- Weiche, ungefärbte Ohrschlaufen vermeiden Druckstellen
- Hoher Tragekomfort und gute Passform
- Latexfrei
- Hypoallergen
- Besonders hautfreundlich
- CE-zertifiziertes Medizinprodukt
- Schützt vor Bakterien und Viren in der Umgebungsluft
- Hygienischer Einwegartikel
- Verschiedene Farben erhältlich
- 1 Karton mit 10 FFP2-Masken

Übersicht

Artikelnummer:
T143478 - T143482

Kategorie:
Mund-Nasen-Schutz



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

