

SANDEL® Z-SLIDER® HOLDER

MEDIZIN - UND SCHUTZPRODUKTE

PRODUKT BESCHREIBUNG

Verwendungszweck	Die Z-Slider® Wandhalterung dient zur Verwendung mit dem Z-Slider® System (2104) als praktisches Entnahmesystem
Material	Acrylnitril, Styren
Gewicht	1.8 lbs (~816 Gramm)
Abmessungen (zoll)	1.8 lbs (~816 Gramm)

VERPACKUNG UND LAGERUNG

	Art	Verpackung	Stück/Umkarton
1011-NNS	-	-	5



HERSTELLUNGS UND SICHERHEITSNORMEN

Nachverfolgbarkeit Der Chargen	Ja
Wiederverwendbar	Ja
Reinigung	Verwenden Sie die gleiche Vorgehensweise wie bei anderen festen Oberflächen (z. B. Fenster oder Spiegel)
Sterilisationsverfahren	Nicht zutreffend
Resterilisation	Nicht zutreffend
CE-Kennzeichnung	Nicht zutreffend
Patentnummer	In den USA eingetragenes Warenzeichen 3,893,179 (Z-Slider®)



PRODUKTNUMMER

Unsteril

2104-H

➤ **Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.**

Nordamerika
Tel.: (866) 764-3327
E-Mail: sandel-cs@ansell.com
Tel.: (USA): 800 952 9916
Tel.: (CAN): 1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Brasilien - Tel.: +55-11-3356-3100
Brasilien - E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: + 32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: + 603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com
Japan - Tel.: +813 5549 8151
Japan - E-Mail: info.medical.jp@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com