

13. Technische Daten

Geräteparameter	Enbio S (Beauty Edition)
Stromversorgung	220-240V AC 50 / 60Hz
Installierte Leistung	2.maximal 25 kW.
Maximale Stromaufnahme	10 A
Arbeitsdruck	2,1 bar
Maximaler Druck	2,3 bar max
Maximale Prozesstemperatur	137°C
Volumen der Prozesskammer	2,7 l
Gewicht	15 kg
Abmessungen der Prozesskammer (LxBxH)	292 × 192 × 45 mm
Außenabmessungen des Geräts (LxBxH)	561 × 252 × 162 mm
Grad des Schutzes	IP20
Geräuschpegel	38dB(A)
Archivierung von Prozessdaten	Pendrive


Umweltbedingungen

Arbeitstemperaturbereich	von +5°C bis + 25°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0-90%
Temperaturbereich bei Lagerung	+5°C bis + 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0-90%
Bereich des Umgebungsdrucks	900-1100 hPa



Teststecker - nur zur Verwendung durch einen autorisierten Kundendienst. Die Verwendung durch den Benutzer führt zum Erlöschen der Garantie.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Geräts.



Enbio Technology sp. z o.o.
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Polen