

Fadenstärken

EP (metric)	USP	Ø in mm
0,01	12-0	0,001–0,004
0,05	-	0,005–0,009
0,1	11-0	0,010–0,019
0,2	10-1	0,020–0,029
0,3	9-0	0,030–0,039
0,4	8-0	0,040–0,049
0,5	7-0	0,050–0,069
0,7	6-0	0,070–0,099
1	5-0	0,100–0,149
1,5	4-0	0,150–0,199
2	3-0	0,200–0,249
2,5	-	0,250–0,299
3	2-0	0,300–0,349
3,5	0	0,350–0,399
4	1	0,400–0,499
5	2	0,500–0,599
6	3+4	0,600–0,699
7	5	0,700–0,799
8	6	0,800–0,899
9	7	0,900–0,999
10	8	1,000–1,099
-	9	1,100–1,199
-	10	1,200–1,299



Nadeln

Nadelform


- A = anghakenförmig
- D = 3/8 kreisförmig
- F = 5/8 kreisförmig
- G = gerade Nadel
- H = 1/2 kreisförmig
- K = Kufennadel
- L = Löffelnadel
- V = 1/4 kreisförmig

Nadelart

- Q = Quadratischer Nadelkörper
- R = Rundkörpernadel
- S = Schneidender Nadelkörper

Besondere Merkmale

- A = Asymptotisch
- L = Lanzettspitze
- N = Stumpfe Spitze
- S = Schlanker Anschliff
- T = Trokarnadel
- K = Kurze Innenliegende Schneide
- F = Feine Nadel
- M = Mikrospitze
- SP = Spatelnadel
- X = Extra stark




























Beispiele

DS 18 D = 3/8 kreisförmig
 S = Schneidender Nadelkörper
 18 = 18 mm lang (gestreckte Länge)

HRX 22 H = 1/2 kreisförmig
 R = Rundkörpernadel
 X = Extra stark
 22 = 22 mm lang (gestreckte Länge)

Nadelübersicht Atraumatische Nadeln (Auswahl)

DQL		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, quadratischer Nadelkörper mit Lanzettspitze, z. B. DQL 18	GR		gerade, Rundkörpernadel, z.B. GR-20
DR		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundkörpernadel, z.B. DR-20	GS		gerade, schneidender Nadelkörper, z.B. GS-25
DRM		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundkörpernadel mit Mikrospitze, z.B. DRM-6	HR		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundkörpernadel, z.B. HR-15
DRN		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundkörpernadel, stumpf, z.B. DRN-30	HRK		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundkörpernadel, kurze innenliegende Schneide, z.B. HRK-48 (Abb. nicht maßstäbl.)
DRT		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundkörpernadel mit Trokarspitze (Trokarnadel), z.B. DRT-17	HRN		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundkörpernadel, stumpf, z.B. HRN-40
DS		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, z.B. DS-15	HRT		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundkörpernadel mit Trokarspitze (Trokarnadel), z.B. HRT-20
DSL		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, z.B. DSL-6	HRX		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundkörpernadel (extra starke Nadel), z.B. HRX-17
DSL A		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, asymptotisch, z.B. DSL A-4	HS		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, z.B. HS-15
DSMA		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Mikrospitze, asymptotisch, z.B. DSMA-13	HSL		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, z.B. HSL-5
DSS		$\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, Spezialspitze mit schlankem Anschliff, z.B. DSS-18	HSM		$\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Mikrospitze, z.B. HSM-8
FRN		$\frac{5}{8}$ kreisförmig, Rundkörpernadel, stumpf, z.B. FRN-27	KS		Kuffennadel, schneidender Nadelkörper, z.B. KS-22
FRX		$\frac{5}{8}$ kreisförmig, Rundkörpernadel (extra starke Nadel), z.B. FRX-27	LR		Löffelnadel, Rundkörpernadel, z.B. LR-20
			VSP		$\frac{1}{4}$ kreisförmig, Spatelnadel, z.B. VSP-8