



**FD 300,
FD 312**
 Flächen-Desinfektion
 Surface disinfection



ID 212, ID 212 forte, ID 213
 Instrumenten-Desinfektion
 Instrument disinfection
ID 215
 Enzymatischer Instrumenten-Reiniger
 Enzymatic instrument cleaner



**Orotol® plus,
Orotol® plus pH 7**
 Sauganlagen-
 Desinfektion
 Suction system
 disinfection



**MD 555 cleaner,
MD 555 cleaner organic**
 Spezialreiniger für Sauganlagen
 Special suction cleaner

Gebrauchslösung Quantity of solution required	1 %		2 %		5 %	
	ml	Verschlusskappe ¹⁾ No. of cap fulls ²⁾	ml	Verschlusskappe ¹⁾ No. of cap fulls ²⁾	ml	Verschlusskappe ¹⁾ No. of cap fulls ²⁾
1 Liter/litre	–	–	20	1	–	–
2 Liter/litres	20	1	40	2	100	5
3 Liter/litres	–	–	60	3	–	–
4 Liter/litres	40	2	80	4	200	10
5 Liter/litres	–	–	100	5	–	–
6 Liter/litres	60	3	120	6	300	15
7 Liter/litres	–	–	140	7	–	–
8 Liter/litres	80	4	160	8	400	20
9 Liter/litres	–	–	180	9	–	–
10 Liter/litres	100	5	200	10	500	25

¹⁾ Verschlussintegrierter Dosierer 20 ml. Dosierer innen bis zur ringförmigen Markierung befüllen.

²⁾ Caps should be filled to the 20 ml line marked inside.



**FD 300,
FD 312**
Désinfection des surfaces
Disinfezione di superfici



ID 212, ID 212 forte, ID 213
Désinfection des instruments
Disinfezione di strumenti
ID 215
Nettoyant enzymatique des instruments
Pulente enzimatico per strumenti



**Orotal® plus,
Orotal® plus pH 7**
Désinfection des
systèmes d'aspiration
Disinfezione
per impianti di
aspirazione



**MD 555 cleaner,
MD 555 cleaner organic**
Nettoyant spécial pour des
systèmes d'aspiration
Pulente speciale per impianti di
aspirazione

Solution prête à l'emploi Soluzione pronta all'uso	1 %		2 %		5 %	
	ml	Bouchon ¹⁾ tappo chiusura ²⁾	ml	Bouchon ¹⁾ tappo chiusura ²⁾	ml	Bouchon ¹⁾ tappo chiusura ²⁾
1 litre/litro	–	–	20	1	–	–
2 litres/litri	20	1	40	2	100	5
3 litres/litri	–	–	60	3	–	–
4 litres/litri	40	2	80	4	200	10
5 litres/litri	–	–	100	5	–	–
6 litres/litri	60	3	120	6	300	15
7 litres/litri	–	–	140	7	–	–
8 litres/litri	80	4	160	8	400	20
9 litres/litri	–	–	180	9	–	–
10 litres/litri	100	5	200	10	500	25

¹⁾Doseur de 20 ml intégré dans le bouchon. Remplir le doseur jusqu'au repère circulaire.

²⁾Tappo di chiusura con dosatore da 20 ml. Riempire il tappo dosatore sino al contrassegno.