

# Arm-/Beinauflage m. Antirutschfüßen

## Schraub-Höhenverstellung

S2102037

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Stahl verchromt
Material Polster	PU-Schaum
Art der Höhenverstellung	Schraubhöhenverstellung
Maximale Länge/Höhe	880 mm
Minimale Länge/Höhe	680 mm
Auflagenpolster	300 mm x 100 mm
Fußgröße	Ø 635 mm
Rollentyp	Ohne Rollen, mit Antirutschfüßen
Gesamtzuladung (kg)	15

### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,16 m
Höhe Box1	0,22 m
Länge Box1	0,73 m
Gewicht Box1	3,5 kg



 **Hier bestellen!**

 **PRAXISDIENST**  
Medizinprodukte seit 1953





## Anwendung

optimale  
Hygieneigenschaften  
(Wischdesinfektion)

sehr einfache und schnelle  
Montage durch Stecksystem  
mit nur 1 Schraube



## Technik

mit gummierten Antirutsch-  
Füßen



## Sicherheit

gewährleistet Stabilität  
während der Untersuchung