

R1 shock-proof®



product
design
award

2010



R1 shock-proof® aneroid sphygmomanometer

The new standard for aneroid blood pressure measurement. Exact precision that lasts a lifetime! Made in Germany.

- Patented (pending) shock-proof technology.
- Special air duct for stable pointer movements.
- Fast, ergonomic inflation due to optimized bulb design with integrated spoon.
- Non-resistant opening of air release valve ensures precise and comfortable operation.
- One piece cuff, washable and disinfectable.
- 5 years warranty on calibration.
- Shock-proof up to a falling height of 120 cm. Con-ventional aneroid sphygmomanometers are shock-sensitive and their measurement accuracy may be impaired after an impact or a fall to the floor, so may no longer be used. This results in inaccurate readings or considerable logistic costs.

- Focus Green Silver 2008 Design Award.
- Scale: Ø 52 mm white with blue pointer or black with red fluorescent pointer.
- Valve base and air duct with metal precision valve.
- Metal threaded tube connection at the top of the casing for fast cuff exchange and ergonomical operation.
- Maximum error tolerance of +/- 3 mm Hg.
- Extensive selection of various cuff sizes.
- Incl. Vinyl zippered bag.
- Weight: 173 gram.
- Two-component ABS casing.

- R1 shock-proof® disinfectable one-piece cuff 1-tube, adult, latex free
- R1 shock-proof® disinfectable one-piece cuff 1-tube, large adult, latex free
- R1 shock-proof® disinfectable one-piece cuff 1-tube, children, latex free
- R1 shock-proof® without cuff, 1-tube

With black scale:

- Art. No.: 1250-150
- Art. No.: 1250-152
- Art. No.: 1250-154
- Art. No.: 1250-100

With white scale:

- Art. No.: 1251-150
- Art. No.: 1251-152
- Art. No.: 1251-154
- Art. No.: 1251-100

Set with disinfectable one-piece cuff 1-tube adult, large adult and children:

- R1 shock-proof® Set 1 with box
- R1 shock-proof® Set 2 without box

- Art. No.: 1255
- Art. No.: 1256

R1 shock-proof® Aneroid-Blutdruckmessgerät

Der neue Standard für aneroides Blutdruckmessen, höchste Präzision, ein Leben lang! Made in Germany.

- Patentierte (angemeldet) shock-proof Technologie.
 - Patentierte (angemeldet) Luftführung für stabile Zeigerbewegungen.
 - Schnelles, ergonomisches Aufpumpen durch optimiertes Balldesign mit integriertem Löffel.
 - Luftablassventil läßt sich widerstandsfrei öffnen und dadurch präzise und bequem bedienen.
 - One piece cuff, washable and disinfectable.
 - 5 Jahre Garantie auf die Kalibrierung.
 - Shock-proof bis zu einer Höhe von 120cm. Herkömmliche aneroider BMG sind stoßempfindlich und können nach Stoßeinwirkung oder Sturz auf den Boden ungenau messen und nicht mehr benutzt werden.
- Die Folgen sind ungenaue Diagnosen bzw. erheblicher Logistikaufwand.

- Focus Green Silber 2008 Design Award.
- Skala: Ø 52 mm weiß mit blauem Zeiger oder schwarz mit rot fluoreszierendem Zeiger.
- Ventilsockel und Luftkanal mit Präzisionsventil aus Metall.
- Zwei-Komponenten ABS-Gehäuse.
- Schraubschlauchverbindung aus Metall für schnellen Manschettenwechsel und ergonomische Bedienung.
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg.
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen.
- Inkl. Vinyl-Reißverschlussstasche.
- Gewicht: 173 Gramm.

Schwarze Skala:

Art. Nr.: 1250-150
Art. Nr.: 1250-152
Art. Nr.: 1250-154
Art. Nr.: 1250-100

Weißer Skala:

Art. Nr.: 1251-150
Art. Nr.: 1251-152
Art. Nr.: 1251-154
Art. Nr.: 1251-100

- R1 shock-proof® desinfizierbare polsterlose Manschette 1-Schl., Erwa. latexfrei
- R1 shock-proof® desinfizierbare polsterlose Manschette 1-Schl., Erwa. starke Arme latexfrei
- R1 shock-proof® desinfizierbare polsterlose Manschette 1-Schl., Kinder latexfrei
- R1 shock-proof® ohne Manschette, 1-tube

Set mit desinfizierbare polsterlose Manschetten 1-Schl., Erwa, Erwa. starke Arme und Kinder latexfrei

- R1 shock-proof® Set 1 mit box
- R1 shock-proof® Set 2 ohne box

Art. Nr.: 1255
Art. Nr.: 1256

R1 shock-proof® tensiometre anéroide

Le nouveau standard pour une mesure anéroide de la tension, précision maximale, toute la vie ! Made in Germany.

- Technologie antichoc brevetée (en cours).
- Conduit à air brevetée (en instance) pour un mouvement stable des aiguilles.
- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme pratique d'une poire avec cuillère intégrée.
- La valve de décompression s'ouvre sans résistance et permet une manipulation précise et confortable.
- 5 ans de garantie sur le calibrage.
- Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur. Les tensio-mètres anéroïdes traditionnels sont sensibles aux chocs et risquent, après un choc ou une chute, de faire des mesures imprécises; et sont donc inutilisables. Cela a pour conséquence des diagnostics inexacts et des couts logistiques considérables.

- Focus Green Silber 2008 Design Award.
- Echelle: Ø 52 mm blanc à aiguille bleue, ou noir à aiguille rouge fluorescent.
- Socle de valve et conduit à air avec valve de décompression en métal.
- Boîtier ABS à deux composants.
- Raccord du tuyau vissant en métal, en haut sur le boîtier pour un changement rapide des brassards et une manipulation ergonomique.
- Tolérance maximale d'erreur +/- 3 mm Hg.
- Grand choix de tailles de brassards.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.
- Poids : 173 grammes.

- R1 shock-proof® brassard sans rembourrage, 1 tube, adultes désinfectable, sans latex
- R1 shock-proof® brassard sans rembourrage, 1 tube, bras obèse désinfectable, sans latex
- R1 shock-proof® brassard sans rembourrage, 1 tube, enfants désinfectable, sans latex
- R1 shock-proof® sans brassard, 1-tube

Avec échelle noir

Réf.: 1250-150
Réf.: 1250-152
Réf.: 1250-154
Réf.: 1250-100

Avec échelle blanche

Réf.: 1251-150
Réf.: 1251-152
Réf.: 1251-154
Réf.: 1251-100

Set avec 3 brassard sans rembourrage (bras forts, adultes, enfants) 1 tube sans latex

- R1 shock-proof® Set avec coffret 5
- R1 shock-proof® Set sans coffret

Réf.: 1255
Réf.: 1256

R1 shock-proof® esfignomanómetro aneroide

Máxima precisión para toda la vida! Made in Germany. Nuevo estándar para los tensiómetros aneroides.

- Tecnología shock-proof patentada (inscrita).
- Conducción del aire patentada (inscrita) para unos movimientos estables de la aguja.
- Inflado rápido y ergonómico mediante un diseño optimizado de la pera con cuchara integrada.
- La válvula de purga se abre sin resistencia permitiendo un manejo preciso y cómodo.
- 5 años de garantía sobre la calibración.
- Shock-proof hasta una altura de 120cm. Los tensiómetros aneroides son sensibles a los golpes, por eso, después de un golpe o de una caída al suelo pueden medir de forma imprecisa y no se pueden seguir utilizando. La consecuencia: un diagnóstico impreciso y unos elevados gastos de logística.

- Premiado con el Focus Green Silber 2008 Design Award.
- Escala: Ø 52 mm blanca con aguja azul o negra con aguja roja fluorescente.
- Base de válvula y canal del aire con válvula de precisión metálicos.
- Carcasa ABS de dos componentes.
- Unión metálica atornillada del tubo en la parte superior de la carcasa para un cambio rápido del brazaete y un manejo ergonómico.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
- Amplia selección de diferentes tamaños de brazaetes.
- Estuche de cremallera de vinilo incl.
- Peso: 173 gramos.

- R1 shock-proof® brazaete desinfectante sin bolsa 1-Tubo, adulto, libre de látex
- R1 shock-proof® brazaete desinfectante sin bolsa 1-Tubo, adulto brazos obesos, libre de látex
- R1 shock-proof® brazaete desinfectante sin bolsa 1-Tubo, niños, libre de látex
- R1 shock-proof® sin brazaete, 1-tubo

Con escala negra

Réf.: 1250-150
Réf.: 1250-152
Réf.: 1250-154
Réf.: 1250-100

Con escala blanca

Réf.: 1251-150
Réf.: 1251-152
Réf.: 1251-154
Réf.: 1251-100

Set con brazaete desinfectante sin bolsa 1-tubo, adulto, adulto brazos obesos y niños, libre de látex

- R1 shock-proof® Set con caja de almacenaje
- R1 shock-proof® Set sin caja de almacenaje

Réf.: 1255
Réf.: 1256

R1 shock-proof® aneroidный тонометр

Максимальная точность на весь срок службы! Сделано в Германии. Новый стандарт aneroidных тонометров

- Запатентованная (заявленная к патенту) технология shock-proof
- Запатентованный (заявленный к патенту) способ подачи воздуха обеспечивает стабильность движений стрелки
- Быстрая, эргономичная накачка благодаря оптимальной конструкции груши с накладкой
- Клапан выпуска воздуха открывается без сопротивления, чем обеспечивается точность и удобство управления
- Гарантия 5 лет на калибровку
- Ударопрочный при падении с высоты до 120 см. Традиционные aneroidные тонометры чувствительны к ударам и могут потерять точность после удара или падения на пол и стать непригодными к использованию. Как следствие - неточность диагностики или существенные логистические затраты.

- Золотая награда Focus Green 2008 Design
- Шкала: Ø 52 мм белая с синей стрелкой или чёрная с красной флуоресцирующей стрелкой
- Цоколь клапана и воздушный канал с прецизионным клапаном из металла
- Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика
- Резьбовое шланговое соединение из металла сверху на корпусе обеспечивает быструю замену манжеты и эргономичное управление
- Максимальная погрешность +/- 3 мм рт.ст.
- Большой выбор различных размеров манжет
- В комплекте виниловая сумка на молнии
- Вес: 173 грамм

- R1 shock-proof® Дезинфицируемая 1-шланговая манжета, безрезиновой камеры внутри, взрослая
- R1 shock-proof® Дезинфицируемая 1-шланговая манжета, безрезиновой камеры внутри, взрослая увеличенная
- R1 shock-proof® Дезинфицируемая 1-шланговая манжета, безрезиновой камеры внутри, детская
- R1 shock-proof® с однокомпонентной одношланговой дезинфицируемой манжетой

с черной шкалой

№ 1250-150
№ 1250-152
№ 1250-154
№ 1250-100

с белой шкалой

№ 1251-150
№ 1251-152
№ 1251-154
№ 1251-100

Наборы с одношланговыми дезинфицируемыми однокомпонентными манжетами – стандартной, увеличенной и детской.

- R1 shock-proof® Набор 1 с боксом для хранения
- R1 shock-proof® Набор 2 с боксом для хранения

№ 1255
№ 1256