

## MULLKOMPRESSEN STERIL 10 X 10 CM



### BESCHREIBUNG

Die **sterilen Mullkompressen von Teqler** sind zu je 2 Stück eingesiegelt und leicht zu entnehmen. Sie sind aus Verbandmull gemäß EN 14079 gefertigt und in verschiedenen Größen erhältlich.

### PRODUKTDDETAILS

- Größe: 10 x 10 cm
- Mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES)
- Entsprechen der EN 14079
- Luftdurchlässig und saugfähig
- 8-fach gelegt, 17-fädig
- Je 2 Stück steril verpackt
- Praktischer Spenderkarton mit 50 Stück (25 Peelpackungen à 2 Stück)

### Übersicht


Artikelnummer:  
**T603877**

Kategorie:  
**Verbandstoffe**

EAN Code:  
**4260306776139**

**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

**Social Media**

