

## ANATOMISCHE PINZETTE, 14CM



### BESCHREIBUNG

**Anatomische Pinzette von Teqler** mit gewebeschonenden, anatomischen Maulflächen. Gefertigt aus hochwertigem Stahl. Mattierung verhindert das Auftreten von störenden Reflexionen während der Operation.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Länge: 14cm
- Form: anatomisch
- Material: mattierter Stahl
- Farbkennzeichnung in mintgrün
- Mit Einwegsymbol
- Mit Dokumentationsaufklebern
- Fixiert auf Anreich-Pappe
- 3 Jahre steril haltbar
- Einzeln steril verpackt
- Spenderkarton mit 20 Einweg-Pinzetten

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T710110**




Kategorie:  
**Pinzetten**

EAN Code:  
**4260306770106**



**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

**Social Media**

