

SAUERSTOFFBRILLE



BESCHREIBUNG

Die Sauerstoffbrille von Teqler ist DEHP- und DOP-frei und mit einem Standard-Konnektor ausgestattet. Sauerstoffbrillen werden **zur nasalen Verabreichung von Sauerstoff** verwendet. Eine Sauerstofftherapie kann beispielsweise bei der symptomatischen Therapie einer exazerbierten COPD vonnöten sein und mittels Sauerstoffmaske oder Sauerstoffbrille erfolgen, wobei die Nasenbrille wegen des höheren Patienten-Komforts zu bevorzugen ist, wenn eine ausreichende Sauerstoff-Versorgung gewährleistet werden kann.

Die Schlauch-Bügel der Sauerstoffbrille liegen dabei auf den Ohren auf und werden mittels Schlaufe unter dem Kinn des Patienten arretiert, was ein Herausfallen der Brille bei ausreichend festem Sitz verhindert. Die Einflusstutzen der Sauerstoffbrille ragen dabei leicht in die Nase hinein. Die Sauerstoffbrille wird mit einer Schlauchlänge von 2,10 m geliefert.

PRODUKTDDETAILS

- Sauerstoffbrille, für Erwachsene
- **Zur kurz- und längerfristigen Sauerstofftherapie**, z.B. bei COPD oder Lungenemphysem
- DEHP-frei, DOP-frei
- Latexfrei
- Nasenbrille mit Standard-Konnektor
- Unsteril
- Schlauch-Länge der Sauerstoff-Brille: 2,10 m
- PZN: 3048929
- 1 Stück Sauerstoffbrille

Übersicht

Artikelnummer:
T999229

Kategorie:
Allgemeinbedarf




EAN Code:
4034342010218

Maße:
**Schlauch-Länge der
Sauerstoff-Brille: 2,10 m**



Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

