

Verfügbare Varianten:

| Nadeldurchmesser/-länge | PZN | Artikelnummer |
|---|----------|---------------|
|  0,23 mm (32G)/4 mm | 12772535 | 08254737001 |
|  0,25 mm (31G)/5 mm | 12772541 | 08254621001 |
|  0,25 mm (31G)/8 mm | 12772558 | 08254699001 |

② Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Die #meinbuntesleben Diabetes-Community
Hilfreiche Tipps und Informationen rund um die
Insulintherapie und schmerzarme Injektion finden
Sie online unter: www.mein-buntes-leben.de

Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo-Fr, 08:00–18:00 Uhr).
Oder besuchen Sie unser Onlineportal www.accu-chek.de/accu-fine
bzw. unsere Facebook-Seite www.facebook.com/accucheckde

ACCU-CHEK und ACCU-FINE sind Marken von Roche.
© 2019 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Accu-Fine® Pennadeln

Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

**ZUM GLÜCK
KÖNNEN INJEKTIONEN
SCHMERZARM SEIN!**



0835659990 © 0119

Kostenfrei bestellen:

Praktische Abwurfbox exklusiv für jeden
Accu-Fine Nutzer (solange der Vorrat reicht)

Accu-Fine Pen-Nadeln

Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

- **Schmerzarm** durch den **Feinschliff** und die **Gleitbeschichtung**
- Für **die gängigen Pens** geeignet
- Erhältlich in den **relevanten Längen**
4 mm, 5 mm und 8 mm

Jetzt kostenfreie Muster* bestellen:

Tel 0800 4466800 oder

www.accu-chek.de/accu-fine

Beutel enthält
5 Pen-Nadeln.



BESTANDTEILE DER ACCU-FINE PEN-NADEL



Verschlusskappe

Bietet Sterilität und erleichtert das Auf- und Abschrauben der Nadel



Schutzkappe der Nadel

Schützt die Nadel bis zur Injektion



Nadelspitze

Feingeschliffen und mit Gleitbeschichtung

EXKLUSIV FÜR ACCU-FINE KUNDEN: DIE PRAKTISCHE ABWURFBOX

1. **Kostenfrei bestellen*** unter www.accu-chek.de/accu-fine
2. **Adresse sowie Code von der Packungsrückseite eintragen**

* Solange der Vorrat reicht.



Beispielabbildung