



Lichtmangel ausgleichen: Wohlfühlen im Winter

Im Herbst und Winter kann es zu Lichtmanglerscheinungen kommen. Oft werden diese Störungen des Hormonhaushalts als Winterdepression bezeichnet. Symptome sind:

- Unausgeglichenheit
- gedrückte Stimmung
- Energie- und Antriebslosigkeit
- allgemeines Unwohlsein

Künstliches Licht kann dies nicht ausgleichen. Das spezielle, helle Licht der Tageslichtlampe kann als Lichtdusche - ohne Medikamente - auf den Hormonhaushalt einwirken und vorbeugend oder behandelnd eingesetzt werden.

Balancing shortage of light: Well-Being in winter

In winter, there may be light deficiency (disturbance of the hormone-budget):

- imbalance
- depressed mood
- less energy and motivation
- general malaise

Artificial light can not compensate.

The special, bright light of daylight lamp can influence - without medicine - the hormone budget and preventive or treated used.

german|engineering

TL 80 Tageslichtlampe

Lichtdusche mit Tageslicht
- zur Anwendung bei Lichtmanglerscheinungen

Simulation von Sonnenlicht:
Lichtstärke ca. 10.000 Lux
(bei 15 - 20 cm Abstand)

Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsfläche ca. 39 x 32 cm

Flackerfreie Zündung - sofort angenehmes Licht
ohne Stroboskopeffekte

Flimmerfrei und UV-frei

Energiesparendes Leuchtmittel

Stufenlose Neigungsverstellung mit stabilem
Standfuß

Komfortable Ein-Knopf-Bedienung

Zertifiziertes Medizinprodukt

2 x 36 W Röhren

Wirkungsgrad des Vorschaltgerätes: ~ 98%

Wirkungsgrad der Lampe: 64 lm/W

Farbtemperatur der Leuchtröhren: 6.500 Kelvin

Produktmaße: 310 x 255 x 555 mm

Produktgewicht: ca. 2,7 kg

3 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 60810 1

Art.-Nr.: 608.10

TL 80 Brightlight

Light box with daylight
- For use in case of light deprivation

Simulation of sunlight:
Intensity of light approx. 10.000 Lux
(at a distance of 15 - 20 cm)

Exceptionally bright and even illumination
Illumination surface approx. 39 x 32 cm

Flicker-free starting - immediately pleasant light without stroboscopic effects

Flicker-free and UV-free

Energy-saving light source

Continuously adjustable inclination with stable stand

Convenient one-button operation

Certified medical product

2 x 36 watt tubes

Degree of efficiency of the ballast: ~ 98%

Source efficiency of the bulb: 64 lm/W

Color temperature of tubes: 6.500 Kelvin

Product measurements: 310 x 255 x 555 mm

Product weight: approx. 2.7 kg

3 year guarantee

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 60810 1

Item no.: 608.10