



3M™ OP-Masken, Atemschutzmasken und Schutzbrillen

- Alle OP-Masken sind latexfrei
- Effiziente Filterleistung für einen optimalen Patientenschutz
- Geringer Atemwiderstand sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Höchster Tragekomfort dank besonders weichen Vliesstoffen
- Spritzschutzfeste OP-Masken (Typ II R) für höchsten Schutz des Personals
- Kompatibilität mit Augenschutzprodukten







3M™ OP-Masken

3M kennt Ihre Bedürfnisse beim Thema Infektionsprävention.

Das medizinische Umfeld ist von dynamischen und raschen Veränderungen geprägt. Der Schutz der Patienten und des Personals haben dabei höchste Priorität. 3M hilft dabei!

- Für jede Anwendungssituation die Richtige Maske – OP-Masken von 3M sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Hoher Tragekomfort und sicherer Schutz – Alle OP-Masken von 3M zeichnen sich durch wirksame Filtration aus, ermöglichen leichtes Atmen und sind komfortabel.

Übersicht und Bestellinformationen

Produkt	Art.-Nr.	Individuelle Eigenschaften	Filterwirksamkeit für Bakterien (BFE ¹)	Atemwiderstand ¹ Druckdifferenz (mm H ₂ O / cm ²)	Produktklassifikation gemäss EN 14683	Inhalt / Box
	1810F	<ul style="list-style-type: none">■ Flachgefaltete Maske■ Geringer Atemwiderstand■ Hohe Filterwirkung	≥ 98 %	< 3,0	Typ II	100 Stk.
	1810G	<ul style="list-style-type: none">■ Weich und angenehm■ Geringer Atemwiderstand■ Hohe Filterwirkung	≥ 98 %	< 3,0	Typ II	100 Stk.
	1816	<ul style="list-style-type: none">■ Traditionelles Faltendesign■ Geringer Atemwiderstand■ Hohe Filterwirkung	≥ 98 %	< 3,0	Typ II	50 Stk.
	1818	<ul style="list-style-type: none">■ Perfekter Tragekomfort■ Geringer Atemwiderstand■ Hohe Filterwirkung	≥ 98 %	< 3,0	Typ II	50 Stk.
	1818FS	<ul style="list-style-type: none">■ Perfekter Tragekomfort■ Geringer Atemwiderstand■ Hohe Filterwirkung■ Anti-Beschlag-Gesichtsschutz	≥ 98 %	< 3,0	Typ II	50 Stk.
	1819	<ul style="list-style-type: none">■ Flüssigkeitsresistent¹■ Geringer Atemwiderstand■ Hohe Filterwirkung	≥ 98 %	< 5,0	Typ II R	80 Stk.








Latexfrei – Hautfreundlich

Alle 3M OP-Masken erfüllen die hohen Anforderungen der Europäischen Norm EN 14683 für Operationsmasken. Die Norm hat strenge Leistungsanforderungen für OP-Masken definiert, um einen Qualitätsstandard zum Schutz von Patienten und Personal sicherzustellen. Dabei werden folgende Eigenschaften überprüft und bewertet:

1. Filterwirksamkeit für Bakterien (BFE) (%)
2. Druckdifferenz zur Messung des Atemwiderstandes
3. Spritzerfestigkeitsdruck

Übersicht und Bestellinformationen

Produkt	Art.-Nr.	Individuelle Eigenschaften	Filterwirksamkeit für Bakterien (BFE ¹)	Atemwiderstand ¹ Druckdifferenz (mm H ₂ O / cm ²)	Produkt-klassifikation gemäss EN 14683	Inhalt/ Box
	1820S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit latexfreiem Gummiband ■ Spritzschutzfest ■ Latexfrei ■ Flachgefaltete Maske 	≥ 98 %	< 5,0	Typ II R	50 Stk.
	1826	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit latexfreiem Gummiband ■ Geringer Atemwiderstand ■ Hohe Filterwirkung 	≥ 98 %	< 3,0	Typ II	50 Stk.
	1835	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flüssigkeitsresistent¹ ■ Höchster Schutz ■ Perfekter Tragekomfort ■ Geringer Atemwiderstand ■ Hohe Filterwirkung 	≥ 98 %	< 5,0	Typ II R	50 Stk.
	1835FS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flüssigkeitsresistent¹ ■ Höchster Schutz ■ Perfekter Tragekomfort ■ Geringer Atemwiderstand ■ Hohe Filterwirkung ■ Anti-Beschlag-Gesichtsschutz 	≥ 98 %	< 5,0	Typ II R	50 Stk.
	1838R	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flüssigkeitsresistent¹ ■ Erhöhter Atemkomfort durch Entenschnabelform ■ Gut geeignet für Brillenträger ■ Hohe Filterwirkung 	≥ 98 %	< 5,0	Typ II R	50 Stk.

¹ gemäss europäischen Standards EN 14683

3M™ Atemschutzmasken zur Infektionsprävention




3M Atemschutzmasken sind für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko: sie schützen medizinisches Personal vor Partikeln in der Luft (Bioaerosole, Staub, Dämpfe, etc.). Zusätzliche schützen sie den Patienten vor der Umgebung und dem Atem des medizinischen Personals. Die 3M Atemschutzmaske agiert als eine physikalische Barriere und als ein hocheffizienter Partikelfilter – sowohl für die eingeatmete als auch die ausgeatmete Luft.

Eigenschaften und Vorteile

- Neues 3M™ Filtermedium – Bis zu 77% weniger Atemwiderstand
- Geformtes Nasenteil – Passform auch für kleine Gesichter und gute Sicht für Brillenträger
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite – gute Luftdurchlässigkeit minimiert das Anlaufen von Brillen
- Innovative Kinnlasche – erleichtert das Anziehen und Anpassen der Maske
- Cool Flow Ausatemventil – steigert Tragekomfort in heisser Umgebung
- Einzelverpackungen für Hygiene und Komfort
- Dispenser für praktische Lagerung


Atemschutzmaske mit Ventil

Die Atemschutzmasken 1872V+ und 1873V+ sind zusätzlich mit einem patentierten Ausatemventil ausgestattet. Dadurch wird der Hitzeaufbau reduziert und das Atmen erleichtert.



Atemschutzmaske ohne Ventil

Der Träger wird vor Partikeln in der Luft geschützt. Zusätzlich wird ausgeatmete Luft zum Schutz des Patienten gefiltert.



Atemschutzmaske mit Ventil

Der Träger wird vor Partikeln in der Luft geschützt. Die ausgeatmete Luft kann durch das Ventil ungefiltert entweichen.


Übersicht und Bestellinformationen

Art.-Nr.	Einstufung nach		Mit Ventil / Ohne Ventil	Min. Filterleistung in %	Max. Durchlassgrad in %	Farberkennung	Inhalt / Box
	EN 149	EN 14683					
1861+	FFP1	Typ II R	Ohne Ventil	80	22	Gelbe Bänder	20 Stk.
1862+	FFP2	Typ II R	Ohne Ventil	94	8	Blaue Bänder	20 Stk.
1872V+	FFP2		Mit Ventil	94	8	Blaue Bänder	10 Stk.
1863+	FFP3	Typ II R	Ohne Ventil	99	2	Rote Bänder	20 Stk.
1873V+	FFP3		Mit Ventil	99	2	Rote Bänder	10 Stk.
1883+	FFP3	Typ II R	Mit Spezialventil	99	2	Rote Bänder	8 Stk.

3M™ Schutzbrillen

Eigenschaften

- Anti-Scratch kratzbeständig für eine hohe Haltbarkeit (AS)
- Anti-Fog Antibeschlagbeschichtung (AF)
- UV-Schutz gemäss EN 166 (UV)
- Einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
- Weiche Bügelenden reduzieren Druckstellen während längerer Tragezeit



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt/Box
17512	AS Virtua	20 Stk.
2740	AS/AF/UV Komfort klar	20 Stk.
2820	AS/AF/UV Klassik klar	20 Stk.
2840	AS/AF/UV Komfort klar	20 Stk.



3M (Schweiz) AG Medizin

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon 044 724 92 31
Telefax 044 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/healthcare