



Spiro-Ball™ und Tri-Ball™

Manuelle Atemtrainer



 **Leventon**
A WerfenLife Company

Atemtherapie ▪ Atemtrainer

Spiro-Ball™ Volumenorientierter Atemtrainer

Ein-Patienten-Anwendung

Reduziert das Risiko von Kreuzinfektionen

Smiley-Indikator

Zeigt den optimalen Inspirations-Flow an

Etikett für Patientendaten

Name und Raumnummer

Ausziehbarer Schlauch



Mundstück-Ablage

Verbesserte Hygiene

Volumenkammer

Zeigt das Inspirationsvolumen an

Skala auf beiden Seiten

Pflegepersonal kann Atemleistung des Patienten verfolgen

Filter im Gehäuse und Sieb im Mundstück

Minimieren das Risiko der Fremdkörper-Aspiration

Der Spiro-Ball Atemtrainer wird nach operativen Eingriffen in Thorax und Oberbauch eingesetzt. Er hilft Patienten, ihr Inspirationsvolumen zu verbessern und beugt postoperativen Lungenproblemen vor. Im Rahmen der Therapie atmet der Patient tief und langsam ein. Die gelbe Anzeigekugel soll dabei in Höhe des Smileys gehalten werden, um zu hohen Inspirationsflow zu vermeiden. Der Spiro-Ball zeigt das maximale Inspirationsvolumen durch den steigenden weißen Kolben an.

Artikelnr.	Produkt	VE
25913002	Spiro-Ball™ Atemtrainer, volumenorientiert	12

Tri-Ball™ Flow-orientierter Atemtrainer

Ein-Patienten-Anwendung

Reduziert das Risiko von Kreuzinfektionen

Etikett für Patientendaten

Name und Raumnummer

Grobpartikel-Sieb

verhindert Fremdkörper-Aspiration



Mundstück-Ablage

Verbesserte Hygiene

Breites Flow-Spektrum

600/900/1200ml/Sekunde

Drei farbcodierte Bälle

trainieren den optimalen Inspirations-Flow

Die Atemtherapie mit Tri-Ball eignet sich besonders nach bronchopulmonalen Eingriffen im Thorax und Oberbauch. Der Patient versucht durch langsames, tiefes Einatmen die Kugeln in der ersten und zweiten Kammer anzuheben und in der Schwebe zu halten. Die dritte Kugel soll nicht angehoben werden, um einen zu hohen Inspirationsflow zu vermeiden. Tri-Ball ist eine handliche, ökonomische und hygienische Option zur Atemtherapie und genießt bei Patienten hohe Akzeptanz.

Artikelnr.	Produkt	VE
25912000	Tri-Ball™ Atemtrainer, flow-orientiert	12