

cardiophon 2.0
duplex® 2.0



Perfekte Auskultation durch
Forschung und **Entwicklung.**



duplex® 2.0

duplex®2.0 Stethoskope von **Riester** zeichnen sich durch außergewöhnliche Akustikleistungen aus. Sie wurden vollständig neu entwickelt für die Herausforderungen des diagnostischen Alltags. Die Schlauchstethoskope gibt es in den speziell konstruierten Ausführungen **duplex®2.0**, **duplex®2.0 baby** und **duplex®2.0 neonatal** zur Auskultation von Erwachsenen, Kindern / Babys und Neugeborenen.

- Präzisionsgefrästes Doppelbruststück mit innovativem Membranlager.
- Anatomisch geformte Ohrbügel mit innenliegender, Mehrfachfeder für einstellbaren Anpressdruck.
- Extra-weiche, auswechselbare und drehbare Ohroliven zur perfekten Abdichtung am Gehörgang und hohem Tragekomfort.

Das neue **duplex®2.0** bietet aufgrund einer Vielzahl innovativer Detaillösungen eine herausragende Akustik für die perfekte Auskultation bei Erwachsenen und Kindern. Neben der bewährten Edelstahlversion ist das **duplex®2.0** auch in einer ultra-leichten Aluminiumausführung erhältlich.

- Innovatives Akustiksystem mit außergewöhnlich guten Auskultationsmöglichkeiten in allen Frequenzbereichen.
- Präzisions-Doppelbruststück aus rostfreiem Edelstahl oder Aluminium.
- Spezialmembran für präzise Akustik, Ø 44 mm, mit neuartigen Kälteschutzringen zur optimalen Adaption auf der Haut.
- Gesamtlänge: 74 cm
- Gewicht: 151 g (Edelstahl), 97 g (Aluminium)
- Latexfrei

Das **duplex®2.0** wird mit einem Paar Ersatzohroliven, einer Ersatzmembran und Namensschild geliefert.


Bestellinformation duplex® 2.0

Edelstahl

- Nr. 4210-01 ■ schwarz
- Nr. 4210-02 □ weiß
- Nr. 4210-03 ■ blau
- Nr. 4210-04 ■ rot
- Nr. 4210-05 ■ grün

Aluminium

- Nr. 4200-01 ■ schwarz
- Nr. 4200-02 □ weiß
- Nr. 4200-03 ■ blau
- Nr. 4200-04 ■ rot
- Nr. 4200-05 ■ grün
- Nr. 4201-01 ■ black edition



duplex® 2.0

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

