

# Aesculap<sup>®</sup> Sicherheitsskalpell

Sicher scharf



Aesculap Surgical Instruments

# EINMAL IST EINMAL ZUVIEL!

Aufgrund von Stich- und Schnittverletzungen mit kontaminierten Instrumenten infizieren sich jährlich in Deutschland durchschnittlich:

- 400 Klinikmitarbeiter mit Hepatitis B\*
- 75 Mitarbeiter mit Hepatitis C\*
- 1 Mitarbeiter mit HIV\*

\*Quelle: EPINet

Die Gefahr von Schnitt- und Stichverletzungen wird häufig unterschätzt. Mit diesen Verletzungen sind regelmäßig Infektionsrisiken für Ärzte und Pflegekräfte verbunden.



**Aesculap®** Sicherheitsskalpell

# Aesculap® Sicherheitsskalpell

Zertifiziert nach TRBA250

CE0123




- Konstruiert nach den Anforderungen der TRBA 250 4.2.4.
- Verhindert Infektionsübertragungen während der OP in Folge von Schnitt- und Stichverletzungen beim Anreichen, Abnehmen und Entsorgen
- Sichere Verriegelung in der Entsorgungsposition



Transparenter Klingenschutz:  
- Klingenfigur ist sichtbar  
- Position der Klinge jederzeit erkennbar



# SICHER SCHARF



# Aesculap® Sicherheitsskalpell


Zertifiziert nach TRBA250

CE0123


Erfüllen Sie die Anforderungen der TRBA 250 durch die Verwendung des Aesculap Sicherheitsskalpells



- § Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und kompatibel mit anderem Zubehör.
- § Seine Aktivierung muss mit einer Hand erfolgen können.
- ✓ Der Mechanismus wird automatisch durch das Zurückschieben der Klinge mit einer Hand aktiviert.



- § Der Sicherheitsmechanismus schließt einen erneuten Gebrauch aus.
- ✓ Die Klinge wird in der Entsorgungsposition sicher verriegelt.



"klick"      fühlbar

- § Das Sicherheitsprodukt erfordert keine Änderung der Anwendungstechnik.
- ✓ Identische Handhabung bei der Operation im Vergleich zu Standard Einmalskalpellen.
- § Der Sicherheitsmechanismus muss durch ein deutliches Signal (fühlbar oder hörbar) gekennzeichnet sein.
- ✓ Die Aktivierung der Sicherheitsverriegelung ist mit einem „Klicken“ gekennzeichnet und sofort nach der Aktivierung sichtbar und fühlbar.



BA810SU-BA836SU    Bestelleinheit PAK = Packung à 10 Stück



**BA810SU**  
Fig. 10



**BA811SU**  
Fig. 11



**BA812SU**  
Fig. 12



**BA813SU**  
Fig. 13



**BA815SU**  
Fig. 15



**BA815-1SU**  
Fig. 15-1



**BA815-CSU**  
Fig. 15-C



**BA818SU**  
Fig. 18



1/1

**BA819SU**

Fig. 19



1/1

**BA820SU**

Fig. 20



1/1

**BA821SU**

Fig. 21



1/1

**BA822SU**

Fig. 22



1/1

**BA823SU**

Fig. 23



1/1

**BA824SU**

Fig. 24



1/1

**BA825SU**

Fig. 25



1/1

**BA836SU**

Fig. 36

#### Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

#### Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke Aesculap ist eine eingetragene Marke der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.