

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – Beard

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Bartschutz aus Polypropylen-Vliesstoff, Befestigung hinter dem Kopf mit Elastikband, für HACCP-Zwecke geeignet.

Beard-guard made of non-woven polypropylene, fastening behind the head with elastic bands, suitable for HACCP-purposes.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in hygienisch-sensiblen Bereichen.

For use in hygiene-sensitive areas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – Beard, unsteril, zu 100 Stk., in Box/non sterile, packed by 100 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Bartschutz/Beard guard	Einheitsgröße/ standard size	weiß/white	○ 100 Stk./pcs.	75013	4046153090044	6113857	10
Bartschutz/Beard guard	Einheitsgröße/ standard size	blau/blue	● 100 Stk./pcs.	75014	4046153090068	6113863	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Haube: Polypropylen-Vliesstoff.

Cap: Non-woven polypropylene

Bänder: Vliesstoff

Ties: Non-woven fabric

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de