

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – MT unsteril, Mulltupfer



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mulltupfer aus Verbandmull, unsteril, nach DIN EN 14079-VM 20, 20-fädig. Aus 100% Baumwolle. Sterilisierbar -A 121°C oder Ethylenoxid.
Ready for use gauze balls made of absorbent gauze, non sterile, according to DIN EN 14079-VM 20, 20-thread, 100% cotton. Sterilisable -A 121°C or Ethylene oxide.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, Stations- und Erste-Hilfe-Bereich.
For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – MT, unsteril, im Polybeutel / non-sterile, in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 1 haselnussgroß / hazlenut-size	10 cm x 10 cm	500 Stk./ pcs.	31010	4046153006427	00120023	30
Gr. 2 walnussgroß / walnut-size	15 cm x 16 cm	500 Stk./ pcs.	31020	4046153006489	08888893	12
Gr. 3 pfaumengroß / plum-size	20 cm x 20 cm	500 Stk./ pcs.	31030	4046153006540	8888901	10
Gr. 4 eigroß / egg-size	25 cm x 26 cm	500 Stk./ pcs.	31040	4046153006601	8888918	6
Gr. 5a übergroß / oversized	40 cm x 40 cm	100 Stk./ pcs.	31070	4046153006762	02070855	12
Gr. 6 faustgroß / fist-size	40 cm x 50 cm	100 Stk./ pcs.	31080	4046153006809	00120075	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Direction 93/42/EEC
EN 14079-VM 20

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % Cotton

Verbandmull 20-fädig (27 g/m²) / Gauze 20-thread (27 g/m²)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de