

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – VK steril, Vlieskompressen



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Vlieskompressen aus Viskose und Polyester, steril.  
Ready for use non-woven swabs, made of viscose and polyester, sterile.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound treatment in the ambulance-, ward- and First Aid area.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed® – VK, steril, zu 25 x 2 Stk., in Box / sterile, packed by 25 x 2 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
4-fach/ 4-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25210	4046153004843	2067333	84
4-fach/ 4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25220	4046153004928	2067310	60
4-fach/ 4-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25230	4046153005024	2067304	40
4-fach/ 4-ply	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25240	4046153005123	2067296	20
6-fach/6-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25215	4046153004881	1280125	84
6-fach/6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25225	4046153004980	1280131	60
6-fach/6-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25235	4046153005086	1280148	40
6-fach/6-ply	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25245	4046153005147	2070482	20

#### MaiMed® – VK, steril, zu 5 Stk., in Box / sterile, packed by 5 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
4-fach/ 4-ply	5 cm x 5 cm	50 x 5 Stk./ pcs.	25211	4046153004867	3188234	27
4-fach/ 4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 5 Stk./ pcs.	25221	4046153004942	3188843	18
4-fach/ 4-ply	10 cm x 10 cm	50 x 5 Stk./ pcs.	25231	4046153005048	3188889	10
6-fach/6-ply	5 cm x 5 cm	50 x 5 Stk./ pcs.	25216	4046153004904	3188895	27
6-fach/6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 5 Stk./ pcs.	25226	4046153005000	3188903	18

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Direktive 93/42 EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

#### Material:

Material:

Flächengewicht 30 g/m<sup>2</sup> / Weight 30 g/m<sup>2</sup>

Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)