

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – VK unsteril, Vlieskompressen



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Vlieskompressen aus Viskose und Polyester, unsteril  
Sterilisierbar -A 121°C oder Ethylenoxid.

Ready for use non-woven swabs, non sterile, made of viscose and polyester.  
Sterilisable -A 121°C or Ethylene oxide.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-  
Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

#### Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – VK, unsteril, zu 100 Stk., in Papiertüte / non-sterile, by 100 pcs., in a paperbag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach/ 4-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21210	4046153001422	08889409	20
4-fach/ 4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21220	4046153001446	8889415	20
4-fach/ 4-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21230	4046153001484	8889421	20
4-fach/ 4-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21240	4046153001507	08889438	20
6-fach/6-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21260	4046153001521	01280088	20
6-fach/6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21270	4046153001545	01280094	20
6-fach/6-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21280	4046153001569	01280102	20
6-fach/6-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21290	4046153001606	1280119	20

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Flächengewicht 30 g/m<sup>2</sup> / Weight 30 g/m<sup>2</sup>

Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)