

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – caplast I.V. steril

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Postoperativer Fertigverband aus Vlies, mit Schlitz, steril, aus Polyester mit hypoallergem Polyacrylat-Kleber. Mit Zusatzaufgabe: 2 cm x 3 cm.

Ready for use adhesive post-operative non-woven plaster, with slit, sterile, made of polyester with polyacrylate hypoallergenic adhesive. With additional pad: 2 cm x 3 cm.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren, flexiblen Fixierung von Venenverweilkanülen.

For external, flexible fixation of indwelling venous cannulae.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – caplast I.V. steril, einzeln eingeseigelt, in Box / sterile, single packed, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Kanülenfixierung/ Cannulae fixation	8 cm x 6 cm	weiß/white	○ 50 x 1 Stk./pcs.	77110	4046153027620	7795712	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Sterilisations-

methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO)/Ethylene-oxide (EO)

Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff (100% Polyester)

Backing material: Non-woven fabric (100% polyester)

Wundauflage: 85 % Viskose & 15 % Ethylen-Propylen

Wound dressing: 85 % Viscose & 15 % Ethylene-Propylene

Zusatzaufgabe: 85 % Viskose & 15 % Ethylen-Propylen

Additional pad: 85 % Viscose & 15 % Ethylene-Propylene

Kleber: Polyacrylat-Kleber

Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de