

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – inject



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Gebrauchsfertiges, hautfarbendes, Injektionspflaster mit hervorragender Klebekraft durch PE-Folie mit Polyacrylate Kleber. Luftdurchlässig und weich.

Ready for use skin-coloured, injection plaster with excellent adhesive power due to PE-film with polyacrylate adhesive. Breathable and soft.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Abdeckung von Einstichstellen bei Injektionen.

For covering of injection ports.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – inject, unsteril, lose in Box/non sterile, loose in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Injektionspflaster/ Injection plaster	1 x 4 cm	hautfarben/ skin-colored	● 400 Stk./pcs.	77112	4046153027644	0823492	30
Injektionspflaster/ Injection plaster	2 x 6 cm	hautfarben/ skin-colored	● 200 Stk./pcs.	77113	4046153027668	0823500	30

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: PE-Folie

Backing material: PE-film

Wundauflage: Viskose & PE

Wound dressing: Viscose & PE

Kleber: Polyacrylat kleber

Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de