

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – stretch

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Unsteriles, hypoallergenes, weißes, elastisches Fixierpflaster aus Polyestervlies. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich sanft wieder ablösen.
Non-sterile, hypoallergenic, white, elastic non-woven fixation fabric made of non-woven polyester. The polyacrylate adhesive secures a good hold and can be removed gently.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren großflächigen, elastischen Verbandfixierung.
For external, large-scale, elastic fixing of bandages.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – stretch, unsteril, in Box / non-sterile, in a box

| Artikelbeschreibung/ Article Description | Größe/ Size | Farbe/Colour | Box-Inhalt/ Content | Art.Nr./REF | EAN | PZN | Box/VE |
|---|----------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|----------|--------|
| Fixiervlies/Non-woven fixation fabric | 5 cm x 10 m | weiß/white | ○ 1 Stk./pcs. | 77580 | 4046153028429 | 4002705 | 60 |
| Fixiervlies/Non-woven fixation fabric | 10 cm x 10 m | weiß/white | ○ 1 Stk./pcs. | 77585 | 4046153028467 | 4002711 | 32 |
| Fixiervlies/Non-woven fixation fabric | 15 cm x 10 m | weiß/white | ○ 1 Stk./pcs. | 77590 | 4046153028481 | 4002800 | 20 |
| Fixiervlies/Non-woven fixation fabric | 20 cm x 10 m | weiß/white | ○ 1 Stk./pcs. | 77595 | 4046153028504 | 04002817 | 16 |
| Fixiervlies/Non-woven fixation fabric | 30 cm x 20 m | weiß/white | ○ 1 Stk./pcs. | 77600 | 4046153028528 | 4002823 | 10 |

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff (100% Polyester)
Backing material: Non-woven fabric (100 % polyester)
Kleber: Hypoallergener Polyacrylat-Kleber
Adhesive: Hypoallergenic polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de