

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maielast[®] – haft krepp color

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Baumwolle und Polyamid. Mit kurzem Zug und 2-fachen Hafteffekt. Haftet durch mikropunktuellm Latexauftrag. In diversen Farben erhältlich.

Cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of cotton and polyamide. With short stretch and double adhesion effect. Adheres due to its micro-punctual latex coating. Available in different colors.

Bemerkungen:

Remarks:

Anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden, für Fixierverbände aller Art.

Especially user friendly as no bandage clips have to be used, for all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast[®] – haft krepp color, unsteril, einzeln in Box/non sterile, single packed in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61370	4046153017126	0336289	16
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	rot/red	1 Stk./pcs.	61371	4046153031269	2502349	16
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61380	4046153017164	2502355	12
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	rot/red	1 Stk./pcs.	61381	4046153031283	0337001	12
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61390	4046153017201	0337136	10
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 20 m	rot/red	1 Stk./pcs.	61391	4046153031306	2502361	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

72 % Baumwolle, 28 % Polyamid; Dehnbarkeit ca. 95 %, gedehnte Länge ca. 20 m

72 % cotton, 28 % polyamide; stretchability approx. 95 %, stretched length approx. 20 m.

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de